



Alles sauber! Ganz sicher?

Mangelnde Sauberkeit bei der Lebensmittelverarbeitung führt häufig zur Verschmutzung des Lebensmittels mit krankmachenden Keimen. Ursache hierfür ist oft eine unzureichende Reinigung der Oberflächen, die mit dem Lebensmittel in Kontakt kommen. Mit Hilfe des **SystemSURE Plus** werden nicht sichtbare Lebensmittelrückstände auf gereinigten Oberflächen festgestellt. Sie haben somit die Möglichkeit, Ihre Reinigungseffizienz zu überprüfen und gegebenenfalls, im Rahmen Ihres HACCP-Konzeptes, zu optimieren.


ATP-Schnelltests zur Bestimmung der Oberflächenhygiene



Abstrich nehmen



Aktivieren



Drücken



Ablesen

SystemSURE Plus



- Einfache Handhabung
- sicheres Ergebnis
- günstig

Sicherheit in weniger als 60 Sekunden

Sie wünschen weitere Informationen oder einen **kostenlosen Hygienetest** in Ihrem Hause? Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf:

Ihr ebro-Team

ebro Electronic GmbH
Dorfstrasse 26d
8902 Urdorf
info@ebro-ch.ch
www.ebro-ch.ch
T: 044 777 1753
F: 044 777 1764

Einsatzbereiche



Molkerei

Lebensmittelproduktion

Getränkeindustrie

• Erkennen von nicht sichtbaren Lebensmittelrückständen auf Oberflächen und in Wasser

• Feststellen des Vorhandenseins schädlicher Mikroorganismen

• Kontrolle der Reinigungseffizienz nach HACCP

Messgeräte		* CHF
SSPLUS	SystemSURE Plus	1'750.00
SW	Software zur Darstellung und Dokumentation der Messergebnisse	49.00
ATP-Tests für Hygiene-Messgeräte		
US2020	Ultrasnap (100)	404.00
AQ100F	Aquasnap Free (100)	404.00
AQ100X	Aquasnap Total (100)	404.00
SUS3000	Supersnap (100)	453.00
ATP-Tests für Messgeräte anderer Hersteller		
SS1211	Snapshot (100) für SystemSURE I	404.00
SPXL1313	Snapshot (100) für Pi-102	404.00
SPXL1333	Snapshot (100) für 3M Cleantrace NG	404.00
W-SPXL1333	Watershot (100) für 3M UniLite Xcel/NG	404.00
SHL1414	Snapshot (100) für HyLite	404.00
SBC1575	Snapshot (100) für Lightning & MVP Lightning	404.00
SCH1616N	Snapshot (100) für Charm Lum-T, Novalum, Firefly	404.00
Zubehör		
PCD4000	Positive/Negative Tests zur Gerätekontrolle	385.00
PCK25	Kontrollflüssigkeit für Ultrasnap (25)	91.00
QW1010	Q-Water Sample filtration kit (25)	343.00
SCCC01	Tasche für Transport und Aufbewahrung des Messgerätes	52.00
SCCC03	Kühltasche für ATP-Tests	52.00
Instr_Acc P	Schutztasche für SystemSURE Plus	27.00

* Preise zzgl Mwst und Versand